

DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN ORTOPÉDICO I9300

Adecuado para el tratamiento de todas las fracturas en extremidades inferiores.

Para los adaptadores Promerix y Practico incluso. Para promerix gyn. Se requiere la sección 60425 ó 60440.

Ajustes: Dispositivo de extensión: altura 700-1160m m, longitud total 1857m m. La barra de extensión gira 270 grados. Ángulo de la almohadilla de apoyo pélvico: +/- 20 grados y +/- 40 grados. La almohadilla del perineal gira 360 grados. Dispositivo de tracción: altura 100-350m m, longitud 165-360m m.



Incluido en el envío:

- Adaptador de la mesa
 - Extensiones de articulación doble (2pcs)
 - Soporte de pie (2pcs)
 - Tensores de tornillo (2pcs)
 - Botas de tracción, modelo adulto (un par)
 - Apoyo pélvico
 - Post-Perineal (1pc)
- Nº de pedido. 100 019 300

Features**Longitud**

820 mm

Altura

1857 mm

Ajuste de la altura

700 - 1160 mm

Carga de trabajo segura (SWL)

225 kg

Peso

37,9 kg

Product Code

100019300