

# ESTRIBOS K-TEK™ COMFORT 350

Los estribos K-Tek Comfort para posicionamiento del paciente para una amplia gama de procedimientos ginecológicos, urológicos y laparoscópicos.

Los estribos aumentan el rendimiento de la sala de operaciones de los cirujanos al permitir un ajuste simple de la litotomía y la abducción intraoperatoria.

Diseñado para aliviar la presión con un acolchado suave que encapsula el pie.

Correas de cierre de silicona K-TEK™ que facilitan la limpieza.

Botas con aletas flexibles para diferentes tamaños de piernas.

El acceso superior con un rango de movimiento de litotomía de -55° a + 85° ayuda a aliviar la tensión clínica del hombro / brazo.

## Informaciones de Pedido

I00012806 K-TEK COMFORT 350 STIRRUPS

I00012807 K-TEK™ RAIL Clamp, EU

I00012808 K-TEK™ STIRRUP CART

I00012809 K-TEK™ RAIL Clamp, US

I00012810 K-TEK™ RAIL Clamp, UK

I00012811 K-TEK™ COMFORT™ 350 STIRRUP BOOT PAD KIT





**Máx. peso del paciente**

159 kg

350 lb

**Lithotomy Range**

+85 - -55 °

**Abduction range**

+35 - -9 °

**Product Code**

100012806