

# APOYABRAZOS 151

El par de apoyabrazos 151 para oftalmología, está diseñado para soportar los brazos del cirujano durante la operación. Gira 360 grados. Ajuste de altura con tornillo de unión en el lado de la abrazadera de aluminio. Se adapta a todas las mesas de operaciones de Merivaara.

N ° de pedido. 100 000 151



Ancho	300 mm
Longitud	85 mm
Ajuste de la altura	120 - 320 mm
Grosor	40 mm
Carga de trabajo segura (SWL)	10 kg
Peso	2,4 kg
Product Code	100000151