


APOYABRAZOS 19185

Apoyabrazos acolchado con altura y ángulo ajustables (junta de esfera), fácil de operar y ajustar con una palanca. Gira 180 grados. Fijación al riel accesorio con abrazadera radial para dar ángulos de ajuste más amplios. Ideal con el sistema del hombro de la "Beach Chair". Incluye abrazadera radial y correa 110.

N ° de pedido

100 019 185 Apoyabrazos 19185 para rieles de UE

100 019 185U Apoyabrazos 19185 para rieles de USA



Armboard positioning

Ancho	605 mm
Altura	160 mm
Grosor	30 mm
Máx. peso del paciente	200 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	12 kg
Peso	4,3 kg
Product Code	119185, 100019185