

# APOYACABEZA 18101

Con Rapido para la cirugía general, se adapta en todas las mesas de Merivaara. No requiere adaptador para Promerix y Practico con la sección trasera de la *Beach Chair*. Para otras mesas Promerix y Practico es necesario el adaptador de fijación 60146.

Información del pedido:

100 018 101 Apoyacabeza

100 060 146 Adaptador para Promerix / Practico



Ancho	408 mm
Altura	300 mm
Grosor	80 mm
Máx. peso del paciente	325 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	14 kg
Trendelenburg	-45 °
Trendelenburg inverso	+25 °
Peso	4,1 kg
Product Code	145181, 100018101