

APOYACABEZA PARA ORL 18143

Para cirugía ORL. Se adapta a todas las mesas de cirugía Merivaara con respaldo "*Beach Chair*". Para Promerix y Practico es necesario el adaptador de fijación.

Nº de pedido.

100 018 143 Apoyacabeza 18143

100 060 146 Adaptador para Promerix / Practico



Ancho	242 mm
Altura	245 mm
Grosor	40 mm
Máx. peso del paciente	325 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	14 kg
Trendelenburg	-45 °
Trendelenburg inverso	+25 °
Peso	3,4 kg
Product Code	110143, 100018143