

# REPOSACABEZAS ANCHO 141

El reposacabezas ancho 141 se adapta a todas las mesas de cirugía Merivaara.

Para la fijación de las mesas de cirugía Promerix y Practico, se requiere el adaptador 60146.

Nº de pedido

100 000 141 Reposacabezas ancho 141

100 060 146 Adaptador para Promerix / Practico



Ancho	406 mm
Altura	275 mm
Grosor	50 mm
Máx. peso del paciente	325 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	14 kg
Trendelenburg	-45 °
Trendelenburg inverso	+25 °
Peso	4,5 kg
Product Code	100000141