

# ABRAZADERA LATERAL I 1065 I

Brazo lateral I 1065 I con almohadilla redonda.

Proporciona un posicionamiento seguro y cómodo para la cadera y otros procedimientos que requieran una estabilidad lateral óptima. Las almohadillas *Durasoft* proporcionan amortiguación suave para prominencias óseas. Las cabezas giratorias se ajustan a los contornos anatómicos, e se pueden bloquear con seguridad para un posicionamiento preciso.

Diámetro de la almohadilla de 105 mm. Ajuste de altura 170-285 mm. Gira 360 grados.

Incluye pinzas de montaje I 1043.



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Longitud               | 290 mm       |
| Altura                 | 340 mm       |
| Ajuste de la altura    | 170 - 285 mm |
| Máx. peso del paciente | 181 kg       |
| Peso                   | 1,5 kg       |
| Product Code           | I 1065 I     |